

L-Varlock™

Cage lombaire intersomatique réglable

Cage à lordose réglable



Adaptabilité

- Lordose évolutive de 0 à 11°



- Large chambre de greffe
- Volume d'os garanti de 212 mm³ à 1 318 mm³




Sécurité

- Un relief anti recul prévient les risques de migration



Résultats mécaniques

Tests de compression 3.7 fois supérieur à la rupture anatomique d'une vertèbre lombaire.



FDA Approved

Indications

- Arthrose dégénérative évoluée et discopathies importantes
- Spondylolisthesis grade 1 & 2
- Désaxation cyphotique de la balance sagittale vertébrale



Demande de documentations

Large gamme

- Deux formes
- Anatomique pour une surface de contact maximale avec les plateaux vertébraux



Etroite pour les cas de canaux étroits



- 4 épaisseurs : 8,9, 11 et 13 mm

Facilité de pose

- Instrumentation adaptée garantissant la facilité de pose
- Code couleur pour le choix des instruments



Tous les implants sont réalisés en titane

(TA6V4-EI)

International symposium ENSAM – Mars 2004

KISCOMEDICA
Expertise pour une mobilité améliorée

LV-Fcs-1104-v1

Parc Technologique – 2 Place Berthe Morisot – 69800 ST PRIEST - France
Tel 33 (0)4 78 90 85 59 Fax 33 (0)4 78 90 85 18
sales@kiscomedica.com

