

S-Line 2™

Système de fixation thoraco lombo sacrée

Système modulaire

Concept polyvalent

• **Vis pédiculaires :**

- 2 modèles : entièrement filetées ou à cône revêtues de titane poreux
- 3 types de vis : standard, spondylo, de reprise
- 4 longueurs : 30,35,40 et 45 mm

- **Connecteurs** disponibles en 2 versions : standard ou décalé

- **Tiges** disponibles en 13 longueurs (de 45 à 165 mm) et 2 diamètres (5 et 6 mm)

- **Crochets pédiculaires, lamaires et transverses**



Securité

- Verrouillage à 9 Nm avec clé dynamométrique
- Design innovant des connecteurs
- Optimisation du système de verrouillage

Facilité de pose

• **Microvis :**


Stabilisation optimisée du connecteur lors de la mise en place des tiges



- **Connection tige-vis aisée** pour répondre aux problèmes d'alignement



Faible encombrement



Minimise le traumatisme musculaire

Instrumentation réduite



Indications

Restauration de la balance sagittale
(Tumeurs, scoliose, traumatismes)

*Tous les implants sont réalisés
en titane (TA6V4-Eli)*